

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE



Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi	: Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220
Osanro	: 5188-5220
(kemikaalivälinesarja)	
Osanro	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer 5188-6417
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized 5188-6416

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistettut käyttötarkoitukset	: <input checked="" type="checkbox"/> Analyytinen reagentti. Vain tutkimuskäyttöön.
	<input checked="" type="checkbox"/> 2X HI-RPM Hybridization Buffer 5 x 1.4 ml
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized 25 Hybs kylmäkuivattu
Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset	: <input type="checkbox"/> Käytettäväksi diagnostisissa menetelmissä.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Agilent Technologies Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Saksa
0800 603 1000

Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Häätöpuhelinnumero

Häätöpuhelinnumero (toiminta-aika) : CHEMTREC®: +(358)-942419014

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Seos
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

☒ 2X HI-RPM

Hybridization Buffer

H315	IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS	Kategoria 2
H318	VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS	Kategoria 1
H400	LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE	Kategoria 1
H411	PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE	Kategoria 2

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

H315	IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS	Kategoria 2
H319	VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS	Kategoria 2

<input checked="" type="checkbox"/> 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220




KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Ainesosat joiden myrkyllisyyttä ei tunneta	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Seoksen sisältämien tuntemattomien ihon kautta välitöntä myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 10 - 30% Seoksen sisältämien tuntemattomien hengitettynä välitöntä myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 10 - 30% Seoksen sisältämien tuntemattomien suun kautta välitöntä myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 10 - 30% Seoksen sisältämien tuntemattomien hengitettynä välitöntä myrkyllisten aineiden prosenttiosuus: 30 - 60%
Ainesosat joiden ympäristömyrkyllisyyttä ei tunneta	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized : 2X HI-RPM Hybridization Buffer	15.9 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	
		

Huomiosana	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Vaara
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Varoitus

Vaaralausekkeet	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	H315 - Ärsyttää ihoa.
		H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
		H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	H315 - Ärsyttää ihoa.
		H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvalausekkeet


Ennaltaehkäisy	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
		P280 - Käytä suojakäsineitä. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta.
		P264 - Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.

Pelastustoimenpiteet	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	P391 - Valumat on kerättävä.
		P305 + P351 + P338, P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
		P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
		P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
		P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri	CAS: 9002-93-1	≤6.4	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	ATE [ihon kautta] = 1488 mg/kg ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1800 mg/kg M [akuutti] = 10 M [krooninen] = 1	[1] [2]
Litium dodekyyliulfaatti	ES: 218-058-2 CAS: 2044-56-6	≤6.4	Flam. Sol. 1, H228 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412	ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 500 mg/kg ATE [hengitettynä (pölyt ja sumut)] = 1.5 mg/l Eye Dam. 1, H318: C ≥ 20% Eye Irrit. 2, H319: 10% ≤ C < 20%	[1]
Oksiraani, 2-methyl-, polymeeri, oksiraani, mono [3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propyl] ether	CAS: 134180-76-0	≤3	Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l	[1]
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized					
Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	ES: 201-064-4 CAS: 77-86-1	≥10 - ≤25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.	-	[1]

Tyyppi
 2X HI-RPM Hybridization Buffer [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi
[2] Vastaavaa huolta aiheuttava aine
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized [1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Silmäkosketus : 2X HI-RPM Hybridization Buffer Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuhtelevälittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Huuhtelevälittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitysteitse

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Ihokosketus

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuhtelee altistunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Huuhtelee altistunut iho runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon. Pese vaatteet ennen niiden uudelleenkäyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä.

Nieleminen

: 2X HI-RPM Hybridization Buffer

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Soita myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Huuhtelee suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Kemiallisten palovammojen hoito vaatii pikaista lääkärin apua. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized

Huuhtelee suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä vettä. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei

KOHTA 4: Ensiavutoimenpiteet

Ensiavun antajien suojaus

- : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
 - : 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
- lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Pidä hengitystiet avoimina. Löysennä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha.
- Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.
- Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus** : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- Hengitysteitse** : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Ihokosketus** : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää ihoa.
- Nieleminen** : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus** : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu
kyynelehtiminen
punoitus
Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
kipu tai ärsytys
kyynelehtiminen
punoitus
- Hengitysteitse** : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Ei erityisiä tietoja.
Ei erityisiä tietoja.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Ihokosketus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: kipu tai ärsytys punoitus rakkojen syntyminen on mahdollista
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: ärsytys punoitus
Nieleminen	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	vatsakivut Ei erityisiä tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.
Erityiskäsittelyt	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän tulipalon sammutukseen.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän tulipalon sammutukseen.
Soveltumaton sammutusaine	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei tiedossa.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö saattaa rikkoutua. Tämä materiaali on erittäin myrkyllistä vesiliöille. Tämä materiaali on myrkyllistä vesiliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei erityistä palo- tai räjähdysvaaraa.
Vaaralliset palamistuotteet	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita: hiilidioksidi hiilimonoksidi typen oksidit rikkioksidit halogenoidut yhdisteet metallioksidit/metallioksidit
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

		hiilidioksidi hiilimonoksidi typen oksidit fosforioksidit halogenoidut yhdisteet
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet		
Erityisvarotoimet palomiehille	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.
Erityiset palomiesten suojavarusteet	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojsaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojsaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa		
Muu kuin pelastushenkilökunta	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoï ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Älä hengitä höyryä tai sumua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoï ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet.
Pelastushenkilökunta	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista. Katso myös tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet	:	2X HI-RPM Hybridization Buffer	Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Valumat on kerättävä.
		10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Siivoamismenetelmät	:	2X HI-RPM Hybridization Buffer	Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Voi olla ympäristölle haitallista päästessään ympäristöön. Hävitä roiskeet valvotuissa olosuhteissa.
		10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Vältä pölyn muodostumista. HEPA-suodattimella varustetun imurin käyttäminen rajoittaa pölyn leviämistä. Laita vuotanut materiaali tarkoitukseenmukaiseen, merkittyyn jättesäiliöön. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin	:	Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimeista. Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.
---------------------------------------	----------	---

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet	:	2X HI-RPM Hybridization Buffer	Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Jos aineesta normaalikäytössä koituu vaaraa hengityselimille, sitä tulee käyttää vain tiloissa, joissa on asianmukainen tuuletus, tai on käytettävä asianmukaista hengityksen suojainta. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.
		10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Älä niele. Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen.
Ohjeet yleisestä työhygieniasta	:	2X HI-RPM Hybridization Buffer	Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.
		10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

Seveso direktiivi - Raportointirajat

Vaara kriteerit		
Luokka	Ilmoitus - ja toimintaperiaateasiakirja (MAPP) -kynnysarvo	Turvallisuusselvitys - kynnysarvo
2X HI-RPM Hybridization Buffer E1	100 tonne	200 tonne

7.3 Erityinen loppukäyttö

Suosituks	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Teolliset sovellukset, Ammattikäyttö.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Teolliset sovellukset, Ammattikäyttö.
Teollisuussektorikohtaiset ratkaisut	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei saatavilla.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Biologiset altistusindeksit

Ei tiedossa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Suosittelavat tarkkailumenetelmät : Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - ohjeet menetelmien soveltamiseksi ja käyttämiseksi kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Kirjallisuusviite myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä.

DNEL/DMEL

Tuotteen/ainesosan nimi	Tyyppi	Altistus	Arvo	Populaatio	Vaikutukset
2X HI-RPM Hybridization Buffer Litiumkloridia	DNEL	Pitkäaikainen Suun kautta	7.32 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	10 mg/m³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	10 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Suun kautta	21.96 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Hengitysteitse	30 mg/m³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Hengitysteitse	30 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Ihon kautta	50 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	73.2 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	73.2 mg/kg/vrk	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Lyhytaikainen Ihon kautta	100 mg/kg/vrk	Työntekijät	Systeeminen
Litium dodekyylisulfaatti	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	2.26 mg/m³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Suun kautta	2.6 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	7.6 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	260 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	433.3 mg/kg/vrk	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Suun kautta	8.3 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	29 mg/m³	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	83.3 mg/kg/vrk	Yleisö	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Hengitysteitse	117.5 mg/m³	Työntekijät	Systeeminen
	DNEL	Pitkäaikainen Ihon kautta	166.7 mg/kg/vrk	Työntekijät	Systeeminen

PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet	: Hyvän yleisen ilmanvaihdon tulisi riittää hallitsemaan työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet	
Hygieniatoimenpiteet	: Pese kädet, käsivarret ja kasvat huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.
Silmien tai kasvojen suojaus	: Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle voidaan välttää. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee käyttää, ellei arviointi osoita että korkeampaa suojausta tulee käyttää: kemikaaliroiskeuojalasit.
Ihonsuojaus	
Käsien suojaus	: Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Ottaen huomioon käsinevalmistajan arvot, tarkista käytön aikana, että käsineet pitävät suojaavat ominaisuudet. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Useasta aineesta koostuvien seoksien kyseessäollessa, käsineiden suoja-aikaa ei voida tarkasti arvioida.
Kehonsuojaus	: Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.
Muu ihonsuojaus	: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.
Hengityksensuojaus	: Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on käytettävä hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten oikea sopivuus, käyttökoulutus ja muut käyttöön liittyvät tärkeät näkökohdat.
Ympäristöaltistumisen torjuminen	: Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttävälle tasolle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lämpötila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	
Olomuoto	: 2X HI-RPM Hybridization Nestemäinen. Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Kiinteä. [lyophilized pellets]
Väri	
Väri	: 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla. Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ei saatavilla.
Haju	
Haju	: 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla. Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ei saatavilla.
Hajukynnys	
Hajukynnys	: 2X HI-RPM Hybridization Ei saatavilla. Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ei saatavilla.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Sulamis- tai jäätyispiste

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Kiehumispiste ja kiehumisalue

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Syttyvyys

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei sovelleta.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei sovelleta.

Agent, Lyophilized

Leimahduspiste

:

	Umpikuppi		Avokuppi	
Ainesosan nimi	°C	Menetelmä	°C	Menetelmä
2X HI-RPM Hybridization Buffer				
Polyoksietyleenioktyylifenyylietteri	251			

Itsesyttymislämpötila

:

Ainesosan nimi	°C	Menetelmä
2X HI-RPM Hybridization Buffer		
Litium dodekyyli-sulfaatti	366	

Hajoamislämpötila

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

pH

: 2X HI-RPM Hybridization

6.1

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei saatavilla.

Agent, Lyophilized

Viskositeetti

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei saatavilla.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei sovelleta.

Agent, Lyophilized

Liukoisuus (liukoisuudet)

:

Media	Tulos
2X HI-RPM Hybridization Buffer	
vesi	Liukeneva
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	
vesi	Liukeneva

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

: 2X HI-RPM Hybridization

Ei sovelleta.

Buffer

10X aCGH Blocking

Ei sovelleta.

Agent, Lyophilized

Höyrynpaine

:

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ainesosan nimi	Höyrynpaine 20 °C:ssa			Höyrynpaine 50 °C:ssa		
	mm Hg	kPa	Menetelmä	mm Hg	kPa	Menetelmä
2X HI-RPM Hybridization Buffer						
vesi, tislattu, johtokyky tai samaa puhtausastetta	23.8	3.2		92.258	12.3	
Polyoksietyleenioktyylifenyylieteeri	0.997581	0.13				

Haihtumisnopeus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei saatavilla.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei saatavilla.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.
Höyryntiheys	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei saatavilla.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei sovelleta.
Räjähävyys	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei saatavilla.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.
Hapettavuus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei saatavilla.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet		
Hiukkaskokomediaani	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei sovelleta.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.

9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Tuote on stabiili.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Tuote on stabiili.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.
	10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei erityisiä tietoja. Ei erityisiä tietoja.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Saattaa reagoida tai olla epäyhteensopiva hapettavien materiaalien kanssa. Saattaa reagoida tai olla epäyhteensopiva hapettavien materiaalien kanssa.
10.6 Vaaralliset hajomistuotteet	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajomistuotteita ei pitäisi syntyä. Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajomistuotteita ei pitäisi syntyä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi	Tulos	Laji	Annos	Altistus
2X HI-RPM Hybridization Buffer Litiumkloridia	LC50 Hengitysteitse Pölyt ja höyryt LD50 Ihon kautta LD50 Ihon kautta LD50 Suun kautta LD50 Suun kautta LD50 Suun kautta	Rotta - Uros, Naaras Kani Rotta Rotta Rotta Rotta	>5.57 mg/l 1629 mg/kg 1488 mg/kg 526 mg/kg 1800 mg/kg >5000 mg/kg	4 tuntia - - - - -
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	LD50 Ihon kautta	Rotta	>5000 mg/kg	-

Akuutit myrkyllisyysarviot

Tuotteen/ainesosan nimi	Suun kautta (mg/kg)	Ihon kautta (mg/kg)	Sisäänhengittäminen (kaasut) (ppm)	Sisäänhengittäminen (höyryt) (mg/l)	Sisäänhengittäminen (pöly ja sumu) (mg/l)
2X HI-RPM Hybridization Buffer	2598.7	10804.4	N/A	565.6	23.1
2X HI-RPM Hybridization Buffer	526	1488	N/A	N/A	N/A
Litiumkloridia	526	1488	N/A	N/A	N/A
Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri	1800	N/A	N/A	N/A	N/A
Litium dodekyylisulfaatti	500	N/A	N/A	N/A	1.5
Oksiraani, 2-methyl-, polymeeri, oksiraani, mono[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propyl] ether	N/A	N/A	N/A	11	N/A

Ärsytys/Korroosio

Tuotteen/ainesosan nimi	Tulos	Laji	Tulos	Altistus	Tarkkailu
2X HI-RPM Hybridization Buffer	Silmät - Keskipaikeasti ärsyttävä	Kani	-	24 tuntia 100 mg	-
Litiumkloridia	Iho - Vaikeasti ärsyttävä	Kani	-	24 tuntia 500 mg	-
Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri	Iho - Lievä ärsyttävä aine	Kani	-	24 tuntia 500 uL	-

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä	Kani	-	25 %	-
	Iho - Vaikeasti ärsyttävä	Kani	-	500 mg	-

Herkistävä aine

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Perimää vaurioittava

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Teratogeenisyys

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Tuotteen/ainesosan nimi	Luokka	Altistustapa	Kohde-elimet
2X HI-RPM Hybridization Buffer Litium dodekyylisulfaatti	Kategoria 3	-	Hengitysteiden ärsytys

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara

Ei saatavilla.

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot : **2X HI-RPM Hybridization Buffer** Ennalta-arvatut sisääntuloreitit: Suun kautta, Ihon kautta, Hengitysteitse, Silmät.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ennalta-arvatut sisääntuloreitit: Suun kautta, Ihon kautta, Hengitysteitse, Silmät.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitysteitse : **2X HI-RPM Hybridization Buffer** Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Nieleminen : **2X HI-RPM Hybridization Buffer** Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ihokosketus : **2X HI-RPM Hybridization Buffer** Ärsyttää ihoa.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ärsyttää ihoa.

Silmäkosketus : **2X HI-RPM Hybridization Buffer** Vaurioittaa vakavasti silmiä.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Hengitysteitse : **2X HI-RPM Hybridization Buffer** Ei erityisiä tietoja.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Ei erityisiä tietoja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Nieleminen	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: vatsakivut Ei erityisiä tietoja.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	
Ihokosketus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: kipu tai ärsytys punoitus rakkojen syntyminen on mahdollista
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: ärsytys punoitus
Silmäkosketus	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: kipu kyynelehtiminen punoitus
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: kipu tai ärsytys kyynelehtiminen punoitus

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät vaikutukset : Ei saatavilla.

Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset : Ei saatavilla.

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät vaikutukset : Ei saatavilla.

Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset : Ei saatavilla.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Yleiset	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Perimää vaurioittava	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset	: 2X HI-RPM Hybridization Buffer	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
	: 10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei saatavilla.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.2.2 Muut tiedot	
2X HI-RPM Hybridization Buffer	Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: Saattaa aiheuttaa ihon herkistymistä.
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized	Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi	Tulos	Laji	Altistus
2X HI-RPM Hybridization Buffer Litiumkloridia	Akuutti EC50 112 mg/l Makea vesi	Levät - Desmodesmus subspicatus	72 tuntia
	Akuutti EC50 249 mg/l Makea vesi	Vesikirppu - Daphnia magna	48 tuntia
	Akuutti LC50 17000 µg/l Makea vesi	Kalat - Ptychocheilus lucius - Vapaasti uiva kalanpoikanen	96 tuntia
	Akuutti NOEC 25 mg/l Makea vesi	Levät - Desmodesmus subspicatus	72 tuntia
	Akuutti NOEC 63.4 mg/l Makea vesi	Vesikirppu - Daphnia magna	48 tuntia
	Akuutti NOEC 59.4 mg/l Makea vesi	Kalat - Oncorhynchus mykiss	96 tuntia
	Akuutti LC50 5.85 mg/l Makea vesi	Äyriäiset - Ceriodaphnia rigaudi - Vastasyntynyt	48 tuntia
Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri	Akuutti LC50 11.2 mg/l Makea vesi	Vesikirppu - Daphnia magna - Vastasyntynyt	48 tuntia
	Akuutti LC50 4500 µg/l Makea vesi	Kalat - Pimephales promelas	96 tuntia
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	Akuutti EC50 >980 mg/l Makea vesi	Vesikirppu	48 tuntia
	Akuutti NOEC 520 mg/l Makea vesi	Vesikirppu	48 tuntia

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotteen/ainesosan nimi	Testi	Tulos	Annos	Rokote
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	97.1 % - Helposti - 28 päivää	30 mg/l	-

Tuotteen/ainesosan nimi	Puoliintumisaika vedessä	Valon vaikutus	Biohajoavuus
2X HI-RPM Hybridization Buffer Litiumkloridia	-	-	Helposti
Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri	-	-	Helposti
Litium dodekyylisulfaatti	-	-	Helposti
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	-	-	Helposti

12.3 Biokertyvyys

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotteen/ainesosan nimi	LogP _{ow}	BCF	Mahdollisesti aiheuttava
<input checked="" type="checkbox"/> HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietyleenioktyylyifenyylietteri	4.86	-	suuri
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Tris (hydroksimetyyli) aminometaani	-2.31	-	alhainen

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (K_{oc} : Ei saatavilla.
)

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

☒ HI-RPM Hybridization Buffer Sisältää yhtä tai useampaa ainetta, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät







Tuote

- Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.
- Vaarallinen jäte** : Tuotteen luokitus voi täyttää vaarallisen jätteen kriteerit.
- Pakkaaminen**
- Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.
- Erityiset varotoimenpiteet** : Hävitä materiaali (tai materiaalit) ja jäämät valvotuissa olosuhteissa. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäriin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 14: Kuljetustiedot

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 UN-numero tai tunnistenumero	UN3082	UN3082	UN3082
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Polyoksietyleenioiktyylifenyylietteri)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	 	 	 
14.4 Pakkausryhmä	III	III	III
14.5 Ympäristövaarat	Kyllä.	Kyllä.	Kyllä.

Lisätiedot

Exempted Quantity: Excepted Quantity

ADR/RID : Tätä tuotetta ei ole säännelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa ≤ 5 l tai ≤ 5 kg, kun pakkaus täyttää kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4–4.1.1.8 yleiset ehdot.
Vaaran tunnusnumero 90
Rajoitettu määrä 5 L
Eryismääräyksiä 274, 335, 601, 375
Tunnelikoodi (-)

IMDG : Tätä tuotetta ei ole säännelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa ≤ 5 l tai ≤ 5 kg, kun pakkaus täyttää kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.4–4.1.1.8 yleiset ehdot.
Hätätoimintaohjeet F-A, S-F
Eryismääräyksiä 274, 335, 969

IATA : Tätä tuotetta ei ole säännelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna pakkauskoossa ≤ 5 l tai ≤ 5 kg, kun pakkaus täyttää kohtien 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 ja 5.0.2.8 yleiset ehdot.
Määrärajoitus Matkustaja- ja rahtilentokone: 450 l. Pakkausohjeet: 964. Ainoastaan rahtilentokone: 450 l. Pakkausohjeet: 964. Rajalliset määrät - Matkustajalentokone: 30 kg. Pakkausohjeet: Y964.
Eryismääräyksiä A97, A158, A197, A215

14.6 Eryiset varotoimet käyttäjälle : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Kuljetus irtotavarana : Ei saatavilla.
IMO:n asiakirjojen mukaan

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö


EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo


Liite XIV

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Ainesosan nimi	Aineen sisäinen ominaisuus	Tila	Viitenumero	Tarkistuspäivä
 2X HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietylenioktyylifenyyliieetteri	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta	Lueteltu	42	7/3/2017

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Ainesosan nimi	Aineen sisäinen ominaisuus	Tila	Viitenumero	Tarkistuspäivä
 2X HI-RPM Hybridization Buffer Polyoksietylenioktyylifenyyliieetteri	Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta	Suosittelaa	ED/169/2012	7/3/2017

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Ei luetteloitu.

Etiketti : 2X HI-RPM Hybridization Buffer
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized
Ei sovelleta.
Ei sovelleta.

Muut EU-määräykset

Teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) - Ilma : Lueteltu

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU)

Ei luetteloitu.


pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

 Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

Luokka
 2X HI-RPM Hybridization Buffer E1

Kansainväliset määräykset

Sopimus kemiallisista aineista Luettelo I, II & III Kemikaalit

Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla

Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista ympäristömyrkyistä

Ei luetteloitu.

Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Hybridization Kit, Part Number 5188-5220

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot


[Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta \(PIC\)](#)

Ei luetteloitu.

[UNECE Aarhusin pysyviä orgaanisia ympäristömyrkyjä \(POP\) ja raskasmetalleja koskeva pöytäkirja](#)

Ei luetteloitu.

[Varastoluettelo](#)

Australia	: Ei määritelty.
Kanada	: Ei määritelty.
Kiina	: Ei määritelty.
Euraasian talousliitto	:  Enäjän federaation inventaario : Ei määritelty.
Japani	: Japanin luettelo (CSCL) : Ei määritelty. Japanin luettelo (ISHL) : Ei määritelty.
Uusi-Seelanti	: Ei määritelty.
Filippiinit	: Ei määritelty.
Etelä-Korea	: Ei määritelty.
Taiwan	: Ei määritelty.
Thaimaa	: Ei määritelty.
Turkki	: Ei määritelty.
Yhdysvallat	: Ei määritelty.
Vietnam	: Ei määritelty.


15.2 : Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta arviointi saattaa silti olla
Kemikaaliturvallisuusarviointi tarpeen.

KOHTA 16: Muut tiedot

 Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet
N/A = Ei saatavilla
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisteröintinumero
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä

[Asetuksen \(EY\) nro. 1272/2008 \[CLP/GHS\] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä](#)

Luokitus	Perustelu
 2X HI-RPM Hybridization Buffer Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411	Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä
10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä

[Lyhennytyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti](#)

KOHTA 16: Muut tiedot

<div>2X HI-RPM Hybridization Buffer</div> <div>H228 H302 H312 H315 H318 H319 H332 H335 H400 H410 H411 H412</div> <div>10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized</div> <div>H315 H319</div>	<div>Syttyvä kiinteä aine. Haitallista nieltynä. Haitallista joutuessaan iholle. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.</div> <div>Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.</div>
---	--

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

<div>2X HI-RPM Hybridization Buffer</div> <div>Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Flam. Sol. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3</div> <div>10X aCGH Blocking Agent, Lyophilized</div> <div>Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2</div>	<div>VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4 LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2 PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1 VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2 SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET - Katgoria 1 IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3</div> <div>VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2 IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2</div>
--	--

Julkaisupäivä/ : 16/12/2022

Tarkistuspäivä

Edellinen päiväys : 29/09/2021

Versio : 5

Huomautus lukijalle

Vastuuvapauslauseke: Tämän asiakirjan tiedot perustuvat Agilentin tietämykseen asiakirjan laadintahetkellä. Tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään ilmaista tai oletettuja takuita.